



Caractéristiques Trousse premiers secours

Fournisseur :: Heinz Stampfli AG, Medizintechnik, 5614 Sarmenstorf.


Ci-dessous un résumé avec tous les caractéristiques de la trousse proposée.

Support

Le support sera fixé au mur avec max. 6 vis.



Ensuite la trousse est mise dans les fixations.



Pour sortir la trousse, pousser un des deux étriers.

Fonctions

La valise peut aussi être ouverte sans la sortir des fixations. Les médicaments ainsi que le matériel de bandage sont visibles au premier coup d'œil.



Les deux parties de la trousse sont complètement séparées par des vitres en verre artificiel. Le contenu des deux parties ne peut ni bouger ni tomber. En même temps ce système protège contre la saleté.



Dimensions de la trousse premiers secours

Largeur : 5 cm
 Hauteur: 42 cm
 Profondeur: 15 cm fixations incluses

Etiquettage des médicaments



Sur les étiquettes (livrées avec la trousse) vous pouvez mettre les données suivantes:

Nom: **Symptômes:** **Remarque:** **Date limite:**

- Les étiquettes seront jointes à la livraison.
- Des étiquettes en plus, si jamais vous choisissez un autre médicament.

Medikament: Dafalgan Gebrechen: Schmerz & Fieber Starker Husten Bemerkung: Verfalldatum:	Medikament: Flammazine Gebrechen: Hautinfektion Verbrennungen Bemerkung: Verfalldatum:	Medikament: Betadine Gebrechen: Allg.Desinfektio Bemerkung: Verfalldatum:
Medikament: Ponstan Gebrechen: Schmerz & Fieber Entzündungshemmend Bemerkung: Verfalldatum:	Medikament: Perenterol Gebrechen: Magendarmgrippe Bemerkung: Verfalldatum:	Medikament: Nitroglycerin Unter Verschluss halten Gebrechen: Angina Pectoris Bemerkung: Verfalldatum:
Medikament: Novalgin Unter Verschluss halten Gebrechen: Koliken, Krampfartige Schmerzen Bemerkung: Verfalldatum:	Medikament: Codipront Kapseln Gebrechen: Husten Bemerkung: Verfalldatum:	Medikament: Gebrechen: Bemerkung: Verfalldatum:
Medikament: Tramal Unter Verschluss halten Gebrechen: Starke Schmerzen Tropfen Bemerkung: Kleine Dosen. Nach Öffnen entsorgen! Verfalldatum:	Medikament: Mebucaine Lutschtabletten Gebrechen: Halsweh Bemerkung: Verfalldatum:	Verbandsmaterial: Anwendung: Bemerkung: Verfalldatum:

Assortiment des bandages dans la trousse de premiers secours

La trousse contient les produits suivants, qui sont également livrés par la Société Heinz Stampfli AG. Comme dit, les médicaments conseillés doivent être achetés à la pharmacie ou demandé au médecin.

No. d'article	Nom	Quantité	Prix brut
03-01-150	Trousse de premier secours MT-CD vide orange	1	Fr. 145.50
03-03-018	Contenu Norme DIN 13157 (voir ci-dessous)	1	Fr. 59.70
10-12-043	Spray pour refroidir	1	Fr. 9.25
10-12-042	Compresse refroidissante ca. 20 x 15cm	1	Fr. 2.65
10-12-071	Amphisept Désinfectant mains 100 ml	1	Fr. 4.55
10-12-070	Octenisept 50 ml Désinfectant plaies	1	Fr. 11.30
10-11-050	QUICKFIX Support en alu petit 45 x 11cm	1	Fr. 24.95
10-09-352	Anti-ampoules	1	Fr. 7.40
03-01-183	Pcs de rechange Söhngen 2000 CD trav. M 105 X 60 mm	8	Fr. 22.00
03-01-182	Pcs de rechange Söhngen 2000 CD trav. G 150 X 60 mm	8	Fr. 16.00

Total brut sans TVA

Fr. 303.00

* Détails contenu Norm DIN 13157

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
10-03-204	aluderm® Compresse 40 x 60 cm	1
10-03-205	aluderm® Compresse 60 x 80 cm	1
10-03-372	aluderm® Bandage DIN moyen	3
10-03-373	aluderm® Bandage DIN grand	2
10-04-010	WS Bandage souple 4 m x 6 cm	2
10-04-011	WS Bandage souple 4 m x 8 cm	2
10-04-101	WS Bandage pour fixer 4 m x 6 cm	1
10-04-102	WS Bandage pour fixer 4 m x 8 cm	1
10-06-048	WS-fix Bandage maille Taille ¾ m bras, jambe	1
10-03-208	aluderm® Compresse individuelle 10 x 10 cm	6
10-03-340	aluderm® Compresse pour les yeux DuOcul	2
10-09-174	aluderm® -aluplast assortiment petit pour doigts	1
10-09-111	SÖHNGEN® -Sparadrapp 5 m x 2,50 m	1
10-09-196	aluderm® -aluplast protection élastique 80x6 cm	1
07-01-001	SIRIUS-Couverture or - argent 210 x 160 cm	1
01-03-007	Air-Vita® -BI-Protect	1
10-10-004	Drap triangulaire V blanc	1
20-01-008	EH-Ciseaux de vêtement 19 cm courbés	1
10-05-006	Lingettes 200 x 300 mm / Paquet à 10 pcs	1
02-04-030	Minigrip-Sachets 300 x 400 mm	2
10-10-073	Gants 4 paires Vinyl grand	1
74-01-298	Mode d'emploi DIN 13 157 documents premier soin	1

Unverbindlicher Vorschlag für die Medikamenten-Zusammenstellung

Médicament	Symptôme	
Cabanes en dessous de 3000 m		
1 Dafalgan, Co-Dafalgan ou Panadol	Douleurs & Fièvre ou toux forte (Panadol max. 3 gr.)	
2 Ponstan ou Alcacyl	Douleurs & Fièvre / Anti-inflammatoire & Désenflant	
3 Novalgin et Buscopan	Coliques, Crampes	A garder sous clé
4 Tramal (Gouttes, Comprimés)	Douleurs très fortes	A garder sous clé
5 Imodium ou Loperamid	Diarhée	
6 Motilium	Vomissements	
7 Antra ou Nexium	Brûlures d'estomac et douleurs	
8 Claritine (Tabletten) ou Zytrec	Allergie	
9 Flammazine	Infection de la peau et brûlures	
10 Perenterol	Gastro-Enterite	
11 Codipront (Comprimé)	Toux	
12 Mebucaine (Comprimé à sucer)	Maux de gorge	
13 Otrivin- ou Triofanspray	Toux (Spray nasal)	Petite Quantité
14 Panotile (Gouttes)	Otite	Petite Quantité
15 Voltaren ou Irgamid Pommade	Congonctivite	Petite Quantité
16 Microban (Pommade)	Inflammation des lèvres	
17 Betadine	Désinfection	
18 Matériel de bandage	Bandage, Gazes stériles, Eclisses, etc.	
Cabanes > 3000 m		
19 Diamox	Maladie de montagne	
20 Nifedipin ou Adalat	Maladie de la hauteur	
Additionnel		
21 Nitroglycerin (Comprimés ou r Spray)	Angina Pectoris	Garder sous clé
22 Temesta Espidet 1.0	Panique ou Angoisses	
23 Masque respiratoire	CP-Reanimation	

Informations supplémentaires

La trousse est en ABS, un matériel qui résiste aux chocs, températures, poussière et il n'y a pas d'entretien à faire.

L'intérieur de la trousse peut être modifié et est couvert par 2 plaques transparentes.

Autres avantages :

- Fermetures à rotation
- Poignée renforcée
- Possibilité de plombage avec plombs de sécurité (à commander en plus)
- Fixation de mur avec possibilité d'arrêt à 90°

Les bandages livrés correspondent aux exigences de la MPG. Le matériel a une date limite de **20 ans** à partir de la date de fabrication, si l'emballage reste intacte. Ce matériel pourra être utilisé dans un délai raisonnable ce qui évite de devoir l'échanger. Attention : les produits stériles demandent toujours un **stockage adapté et une manipulation correcte**.

Vous avez d'autres questions ? Nous sommes là pour vous répondre.

Sentiero-Team

info@sentiero.ch - www.sentiero.ch